

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 20/07/2016 r.

Znak sprawy: ZP/07.1/2016


Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa podnośnika jezdny dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu **20-07-2016 r.** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:

Załącznik nr 1

Było:

Lp.	Nazwa asortymentu	Nr katalogowy	(...)																								
1.	Elektryczny podnośnik jezdny o udźwigu 175 – 180 kg. Wyposażony w wytrzymałe (metalowe/PCV z powierzchnią toczną gumową) kółka jezdne umożliwiające jazdę pod różnym kątem w każdym kierunku, hamulec w postaci blokady tylnych kółek, rozszerzanej podstawy z regulacją rozstawu w zakresie 62 – 99 cm lub 63 – 122,5 cm. Ramię podnośnika umożliwiające podniesienie pacjenta z podłogi. Niska wysokość podstawy umożliwiająca łatwy podjazd pod standardowe łóżko szpitalne lub wannę. Podnośnik obsługiwany za pomocą pilota połączonego z podnośnikiem (przewodem), akumulatory zapewniające pracę podnośnika po odłączeniu od sieci (minimalny czas pracy akumulatora po pełnym naładowaniu 3 godz.) Opuszczenia pacjenta w przypadku rozładowania akumulatorów oraz awaryjne opuszczenie pacjenta. Stały sygnał dźwiękowy ostrzegawczy informujący o 50 % poziomie zużycia akumulatora. Urządzenie wyposażone w siłownik np. firmy Linak lub równoważny. Siedzisko typu CMOFORT lub równoważne z podparciem głowy w rozmiarze L (wg. pkt. 3). Siedzisko wykonane z materiału przeciwpylnego, antypoślizgowego, gładkiego z wzmocnionymi brzegami przeznaczony do prania i dezynfekcji nie ulegający odkształceniu i zmianie wymiarów.																										
2.	Siedzisko typu CMOFORT lub równoważne z podparciem głowy w rozmiarze XL (wg. pkt. 3) kompatybilne z podnośnikiem z poz. nr 1 Siedzisko wykonane z materiału przeciwpylnego, antypoślizgowego, gładkiego z wzmocnionymi brzegami przeznaczony do prania i dezynfekcji nie ulegający odkształceniu i zmianie wymiarów.																										
	COMFORT wymiary (cm) <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>M</td><td>78</td><td>40</td><td>45</td><td>30</td><td>39</td></tr><tr><td>L</td><td>84</td><td>45</td><td>50</td><td>36</td><td>41</td></tr><tr><td>XL</td><td>91</td><td>51</td><td>56</td><td>44</td><td>42</td></tr></table> 		A	B	C	D	E	M	78	40	45	30	39	L	84	45	50	36	41	XL	91	51	56	44	42		
	A	B	C	D	E																						
M	78	40	45	30	39																						
L	84	45	50	36	41																						
XL	91	51	56	44	42																						
Razem																											

Zmienia się na:

Lp.	Nazwa asortymentu	Nr katalogowy	(...)																								
1.	Elektryczny podnośnik jezdny o udźwigu 175 – 180 kg. Wyposażony w wytrzymałe (metalowe/PCV z powierzchnią toczną gumową) koła jezdne umożliwiające jazdę pod różnym kątem w każdym kierunku, hamulec w postaci blokady tylnych kółek, rozszerzanej podstawy z regulacją rozstawu w zakresie 62 – 99 cm, 63-118 cm lub 63 – 122,5 cm. Ramię podnośnika umożliwiające podniesienie pacjenta z podłogi. Niska wysokość podstawy umożliwiająca łatwy podjazd pod standardowe łóżko szpitalne lub wannę. Podnośnik obsługiwany za pomocą pilota połączonego z podnośnikiem (przewodem), akumulatory zapewniające pracę podnośnika po odłączeniu od sieci (minimalny czas pracy akumulatora po pełnym naładowaniu 3 godz.) Opuszczenia pacjenta w przypadku rozładowania akumulatorów oraz awaryjne opuszczenie pacjenta. Stały sygnał dźwiękowy ostrzegawczy informujący przy mniej niż 25 % poziomie zużycia akumulatora. Urządzenie wyposażone w siłownik np. firmy Linak lub równoważny. Siedzisko typu CMOFORT lub równoważne z podparciem głowy w rozmiarze L (wg. pkt. 3). Siedzisko wykonane z materiału przeciwpynnego, antypoślizgowego, gładkiego z wzmocnionymi brzegami przeznaczony do prania i dezynfekcji nie ulegający odkształceniu i zmianie wymiarów.																										
2.	Siedzisko typu CMOFORT lub równoważne z podparciem głowy w rozmiarze XL (wg. pkt. 3) kompatybilne z podnośnikiem z poz. nr 1 Siedzisko wykonane z materiału przeciwpynnego, antypoślizgowego, gładkiego z wzmocnionymi brzegami przeznaczony do prania i dezynfekcji nie ulegający odkształceniu i zmianie wymiarów.																										
	COMFORT wymiary (cm) <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>M</td><td>78</td><td>40</td><td>45</td><td>30</td><td>39</td></tr><tr><td>L</td><td>84</td><td>45</td><td>50</td><td>36</td><td>41</td></tr><tr><td>XL</td><td>91</td><td>51</td><td>56</td><td>44</td><td>42</td></tr></table> 		A	B	C	D	E	M	78	40	45	30	39	L	84	45	50	36	41	XL	91	51	56	44	42		
	A	B	C	D	E																						
M	78	40	45	30	39																						
L	84	45	50	36	41																						
XL	91	51	56	44	42																						
Razem																											

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
mgr Dorota KONKOLEWSKA